

Probenentnahme und Versand bei Pferden

1. In der ZSE verwenden wir für die regelmäßigen Routineuntersuchungen in der Regel frische Ein-Tages-Kotproben. Dies ist vor allem bei warmen Temperaturen für die Strongyliden-Eizahlzählung mit der McMaster-Untersuchung sehr wichtig. Bitte die Proben nach der Sammlung einige Stunden kühlen, bevor sie versendet werden
2. Zur Erhöhung der Nachweissicherheit oder bei Verdacht auf Bandwurmbefall Leberegelbefall raten wir dazu, Mehrtagesproben einzusenden. Diese bitte einzeln verpacken, mit Datum beschriften und bis zum Versand gekühlt lagern (Kühlschranktemperatur).
3. Für die Probennahme ziehen Sie bitte einen Einmalhandschuh oder einen Gefrierbeutel über die Hand, greifen tief in den frischen Haufen und entnehmen eine Handvoll Kot (ca. 150 g), dann den Handschuh bzw. die Tüte über die Hand abstreifen und verknoten.
4. Bitte beschriften Sie den Beutel bzw Handschuh mit einem wasserfesten Stift mit dem Namen des Pferdes, sowie dem Datum der Probennahme
5. Verpacken Sie die Kotproben zusätzlich nochmals in einer Plastiktüte, diese sollte dicht verschlossen werden.
6. Bei Sammlung über mehrere Tage bitte alle Einzelproben eines Pferde zusammen in eine Extratüte packen
7. Dieses Tüten-Päckchen können Sie dann in einem Karton oder – im Sommer sehr gut geeignet – einer Styroporbox versenden. Gegen Übernahme der Portokosten senden wir Ihnen die Boxen gerne zurück. Bitte machen Sie einen Vermerk dazu auf dem Untersuchungsantrag.
8. Füllen Sie den Untersuchungsauftrag (sowie bei Ersteinsendung den Anamnesebogen) aus und legen Sie ihn mit in das Paket.
9. Bitte erkundigen Sie sich bei der Postfiliale nach den Abholzeiten der Pakete durch den Lastwagen und bringen das Paket kurz vorher erst in die Postfiliale, um unnötige Lagerzeiten zu vermeiden.
10. Bei Temperaturen über +20 °C empfehlen wir, den gekühlten Kotproben Kühlakkus beizulegen und/oder eine Styroporbox zu verwenden. Bitte schützen Sie die Proben gegen Erfrierungen durch eine Schicht Zeitungspapier. Diese saugt auch auftretendes Schwitzwasser auf.
11. Den Untersuchungsauftrag bitte gesondert durch eine Plastiktüte o.ä. vor dem Schwitzwasser schützen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team des KoProLab Keck

Die Versandadresse für **Einsendung** an uns:

Koprolab Keck
Herzog-Ludwig-Straße 4

84307 Eggenfelden

Menge:



Beschriftung:

1-Tages Probe (ca 100g)



3-Tages-Probe (3 x max 100g)

