

Hiermit gebe ich, Name und Anschrift des Tierhalters (Anschrift nur bei Ersteinsendung):

Kundennummer (bei Folgeeinsendung): _____

E-Mail, Telefonnummer: _____

Bezüglich der anzugebenden personenbezogenen Daten verweisen wir auf unsere
Datenschutzerklärung unter [Datenschutzerklärung - Startseite \(koprolab-keck.de\)](https://www.koprolab-keck.de/Datenschutzerklärung-Startseite)

folgende Untersuchungen in Auftrag – gewünschte Untersuchung bitte je Tier ankreuzen:

Tierart	Name	Alter	Untersuchungs- nummer(n)

Letzte Endoparasitenbehandlung (falls unterschiedlich, je Tier):

Wirkstoff / Präparat _____ Datum _____

Besonderheiten: _____

Übersicht der Untersuchungsnummern mit Preisliste:

Nr	Laborverfahren	Preis in €
1	Endoparasitenuntersuchung Hund und Katze (Flotation)	18,-
2	Parasitenprofil Hund/Katze (Flotation + SAF Protozoen)	26,-
3	Giardien Antikörper Test Hund/Katze (Schnelltest)	18,-

Die genannten Preise sind Bruttopreise und enthalten 19 % Mehrwertsteuer

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Probenentnahme und Versand bei Kleintieren

1. Für die Probennahme ziehen Sie bitte einen Einmalhandschuh oder einen Gefrierbeutel über die Hand und sammeln ein ganzes bzw bei großen Hunden einen Teil des Kothäufchen ein (ca. 10-30 g je nach Hundegröße). Dann den Handschuh bzw die Tüte über die Hand abstreifen und verknoten
2. Alternativ können Sie auch Kotröhrchen verwenden, diese erhalten Sie bei Tierarzt oder in der Apotheke
3. Bitte beschriften Sie den Beutel bzw Handschuh mit einem wasserfesten Stift mit dem Namen Ihres Tieres
4. Verpacken Sie die Kotproben zusätzlich nochmals in einer Plastiktüte, diese sollte dicht verschlossen (verklebt) und ebenfalls beschriftet werden.
5. Dieses Tüten-Päckchen können Sie dann in einem Karton oder – im Sommer sehr gut geeignet – einer Styroporbox versenden.
6. Gegen Übernahme der Portokosten senden wir Ihnen die Boxen gerne zurück. Bitte machen Sie einen Vermerk dazu auf dem Untersuchungsantrag.
7. Füllen Sie den Untersuchungsauftrag aus und legen Sie ihn mit in das Paket
8. Bis zum Versand sollten die Proben kühl (Kühlschranktemperatur) gelagert werden
9. Bitte erkundigen Sie sich bei der Postfiliale nach den Abholzeiten der Pakete durch den Lastwagen und bringen das Paket kurz vorher erst in die Postfiliale, um unnötige Lagerzeiten zu vermeiden.
10. Bei Temperaturen über +20 °C empfehlen wir, den Kotproben Kühlakkus beizulegen und/oder eine Styroporbox zu verwenden. Bitte schützen Sie die Proben gegen Erfrierungen durch eine Schicht Zeitungspapier o.ä. Diese Schicht saugt auftretendes Schwitzwasser auf und verhindert ein Durchweichen des Kartons. Den Untersuchungsauftrag bitte gesondert durch eine Plastiktüte vor dem Schwitzwasser schützen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team des KoProLab Keck

Die Versandadresse für die **Probeneinsendung**:

KoProLab Keck
Herzog-Ludwig-Str. 4

84307 Eggenfelden